

Manual Técnico – Porta cuchillos adaptado

1. Descripción general

Este dispositivo permite a personas sin manos o con movilidad limitada en las extremidades superiores cortar alimentos de manera segura usando un cuchillo estándar insertado en un soporte firme.

2. Lista de materiales

- Cubierta del soporte para cuchillo
- Base del soporte para cuchillo
- Pieza de ajuste (anclaje de velcro)
- Correa elástica (envoltura del brazo)
- Velcro


3. Archivo de impresión 3D para piezas plásticas

- Nombre del archivo: Knife holder file.stl
- Material recomendado: PLA o PETG (para mayor durabilidad)
- Altura de capa: 0.2 mm
- Relleno recomendado (infill): 40%
- Soportes: Sí, si el diseño incluye voladizos
- Tiempo estimado de impresión: 7 horas para todas las piezas en total

4. Medidas de Velcro

*cm

1.




10x6

2.




10x5.5

3.




10x2

4.




10x5

5.




7.5x5

6.




5x2.5




5. Medidas de plástico


Cubierta del soporte para cuchillo



Base del soporte para cuchillo




Pieza de ajuste (anclaje de velcro)



Porta cuchillos adaptado

Este producto está diseñado para ayudar a personas sin manos, o con movilidad limitada en las manos, a usar un cuchillo de manera segura para preparar alimentos.

Cómo USARLO



Así es como se ve antes de doblar la correa.

1) Inserta tu brazo en el lazo creado por la correa.

2) Introduce tu otro brazo en el aro y úsalo para tirar de la correa, ajustándola firmemente con el velcro.

3) Fija la pieza de velcro pequeña que cuelga de la parte inferior del porta cuchillos para aumentar la estabilidad durante el uso.

4) Una vez que el soporte esté bien sujeto al brazo, inserta el cuchillo en el soporte de plástico.

5) Finalmente, introduce tu otro brazo en el aro nuevamente y tira para ajustar el porta cuchillos alrededor de tu brazo una vez más, para mayor estabilidad.

